

## simex cuff M Subglotisches Sekretabsaugungs System



<b>Artikelnummer</b>	<b>100678-3</b>	
<b>Aggregatsaugleistung</b>	<b>max. 8 l/min</b>	
<b>Vakuum</b>	<b>-60 mbar to -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)</b>	
<b>Behälter</b>	<b>Einweg-Sekretbehälter (250 ml)</b>	
<b>Netzspannung Netzgerät</b>	<b>100 – 240V AC / 12V DC</b>	
<b>Maximaler Laststrom</b>	<b>1.25 A</b>	
<b>Netzfrequenz (Netzspannung)</b>	<b>50 / 60 Hz</b>	
<b>Leistung</b>	<b>15 W (Laden und Betrieb) 10 W (Laden)</b>	
<b>Stromaufnahme</b>	<b>1.25 A at 12 V</b>	
<b>Wiederaufladbare Batterie</b>	<b>7.4 V, 4.4 Ah – lithium ion</b>	
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	<b>165 x 220 x 90 mm</b>	
<b>Gewicht</b>	<b>1.2 kg</b>	
<b>Betriebsart</b>	<b>intermittierendes Absaugen</b>	
<b>Laufzeit</b>	<b>Netz</b>	<b>Dauerbetrieb</b>
	<b>Batterie</b>	<b>ca. 18 Stunden bei maximaler Beanspruchung der Vakuumpumpe</b>
<b>Schallemission</b>	<b>35 dB (A)</b>	
<b>Schutzgrad nach IEC 60601-1</b>	<b>Typ BF</b>	
<b>Schutzklasse nach IEC 60601-1</b>	<b>II</b>	
<b>CE-Kennzeichnung</b>	<b>CE0843</b>	