

simex M20Plus mobiles Absaugsystem



Artikelnummer	100730
Aggregatsaugleistung	22 l/min ± 2 l/min
Vakuum	max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)
Netzspannung Netzgerät	In: AC 100-240 V ~ 50-60 Hz / 1.5 A Out: DC 12 V / 5 A
Schutzgrad nach IEC 60601-1	Typ BF
Schutzklasse nach IEC 60601-1	II
Betriebsdauer	40 minutes AN; 10 minutes AUS
Schallemission	Ohne Vakuum: ca. 66 dB(A)
Abmessungen (Grundgerät H x B x T)	290 x 259 x 130 mm
Gewicht	Ca. 3,1 kg
CE-Kennzeichnung	CE0843