

simex M30D mobiles Absaugsystem



Artikelnummer	100406-3
Aggregatsaugleistung	26 l/min ± 2 l/min
Vakuum	max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)
Netzspannung Netzgerät	In: AC 100 – 240 V~ 50-60 Hz / 1.5 A Out: DC 12 V / 5 A
Schutzgrad nach IEC 60601-1	Typ BF
Schutzklasse nach IEC 60601-1	II
Betriebsdauer	40 minuten AN, 10 minuten AUS
Schallemission	Ohne Vakuum: ca. 62 dB(A)
Abmessungen (Grundgerät H x B x T)	290 x 259 x 130 mm
Gewicht	Ca. 3,7 kg
CE-Kennzeichnung	CE0843