

simex M30Plus mobiles Absaugsystem



| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 100731 |
| Aggregatsaugleistung | 30 l/min ± 2 l/min (high flow) |
| Vakuum | max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg) |
| Netzspannung Netzgerät | In: AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz / 1.5 A Out: DC 12 V / 5 A |
| Schutzgrad nach IEC 60601-1 | Typ BF |
| Schutzklasse nach IEC 60601-1 | II |
| Betriebsdauer | 40 Minuten AN, 10 Minuten AUS |
| Schallemission | Ohne Vakuum: ca. 66 dB(A) |
| Abmessungen (Grundgerät H x B x T) | 290 x 259 x 130 mm |
| Gewicht | Ca. 3,6 kg |
| CE-Kennzeichnung | CE0843 |