

## simex S20 mobiles Absaugsystem



<b>Artikelnummer</b>	<b>100400-3</b>
<b>Aggregatsaugleistung</b>	<b>18 l/min ± 2 l/min (low flow)</b>
<b>Vakuum</b>	<b>max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)</b>
<b>Netzspannung, Netzfrequenz, Leistungsaufnahme, Stromaufnahme bei 230V</b>	<b>230 V AC~ 50 Hz/ 80 W/ 0.35 A</b>
<b>Schutzgrad nach IEC 60601-1</b>	<b>Typ BF</b>
<b>Schutzklasse nach IEC 60601-1</b>	<b>II</b>
<b>Betriebsart</b>	<b>Kontinuierlich</b>
<b>Schallemission</b>	<b>Ohne Vakuum: ca. 55 dB(A)</b>
<b>Abmessungen (Grundgerät H x B x T)</b>	<b>290 x 259 x 130 mm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>ca. 3,4 kg</b>
<b>CE-Kennzeichnung</b>	<b>CE0843</b>