

simex S20K mobiles Absaugsystem



| | |
|--|--|
| Artikelnummer | 100402-3 |
| Aggregatsaugleistung | 18 l/min ± 2 l/min (low flow) |
| Vakuum | max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg) |
| Netzspannung, Netzfrequenz, Leistungsaufnahme, Stromaufnahme bei 230V | 230 V AC~ 50 Hz/ 156 W/ 0.72 A |
| Schutzgrad nach IEC 60601-1 | Typ BF |
| Schutzklasse nach IEC 60601-1 | II |
| Betriebsart | Kontinuierlich |
| Schallemission | Ohne Vakuum: ca. 66 dB(A) |
| Abmessungen (Grundgerät H x B x T) | 290 x 259 x 130 mm |
| Gewicht | ca. 3,5 kg |
| CE-Kennzeichnung | CE0843 |