

SIM^{EX} 200 Vakuumtherapie



Artikelnummer	100139-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Vakuum	Max. -200mmHg Umrechnungsfaktor: 1kPA~7,5mmHg	
Leistungsbedarf	100 – 240V, 50/60Hz, 15W	
Max. Laststrom	1,25A	
Abmessungen (H x B x T)	165 x 220 x 90 mm	
Gewicht	Ca. 1,2 kg	
Laufzeit	Netz	Kontinuierlich
	Batterie	ca. 24-48 hours (depending on use)
Schallemission	35 dB (A)	
Schutzgrad nach IEC 60601-1	Typ BF	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	II	
CE-Kennzeichnung	CE0843	