

simex cuff S Subglotisches Sekretabsaugungs System



Artikelnummer	100679-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10 mbar Schritten)	
Behälter	Einweg-Sekretbehälter, 1000 ml	
Netzspannung Netzgerät	100 – 240V AC primär / 12V DC sekundär	
Maximaler Laststrom	1.25 A	
Netzfrequenz (Netzspannung)	50 / 60 Hz	
Leistung	15 W (Laden und Betrieb) 10 W (Laden)	
Stromaufnahme	1.25 A at 12 V	
Wiederaufladbare Batterie	7.4 V, 4.4 Ah – lithium ion	
Dimensionen (H x B x T)	290 x 259 + 100 (Container) x 130 mm	
Gewicht	ca. 2.2 kg	
Betriebsart	intermittierende Absaugen	
Laufzeit	Netz	Kontinuierliche Operation
	Batterie	Ca. 18 hours (bei vollgeladenem Akku)
Geräuschpegel	35 dB (A)	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II	
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP33	
CE-Kennzeichnung	CE0123	