

simex M30Plus mobiles Absaugsystem



Artikelnummer	100731
Aggregatsaugleistung	30 l/min ± 2 l/min (high flow)
Vakuum	max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)
Netzspannung Netzgerät	In: AC 100 – 240 V~ 50-60 Hz / 1.5 A Out: DC 12 V / 5 A
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP22
Betriebsdauer	40 minuten AN, 10 minuten AUS
Akku, wiederaufladbar	10.8 V; 5800 mAh (Lithium-Ionen-Akku)
Schallemission	Ohne Vakuum: ca. 66 dB(A)
Abmessungen (Grundgerät H x B x T)	290 x 259 x 130 mm
Gewicht	Ca. 3,6 kg
CE-Kennzeichnung	CE0123