

simex S20K mobiles Absaugsystem



Artikelnummer	100402-3
Aggregatsaugleistung	18 l/min ± 2 l/min (low flow)
Vakuum	max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)
Netzspannung, Netzfrequenz, Leistungsaufnahme, Stromaufnahme bei 230V	230 V AC~ 50 Hz/ 156 W/ 0.72 A
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP22
Betriebsart	Kontinuierlich
Schallemission	Ohne Vakuum: ca. 66 dB(A)
Abmessungen (Grundgerät H x B x T)	290 x 259 x 130 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg
CE-Kennzeichnung	CE0123