

simex S30 mobiles Absaugsystem



Artikelnummer	100401-3
Aggregatsaugleistung	28 l/min ± 2 l/min (high flow)
Vakuum	max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)
Netzspannung, Netzfrequenz, Leistungsaufnahme, Stromaufnahme bei 230V	230 V AC~ 50 Hz/ 80 W/ 0.35 A
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP22
Betriebsdauer	45 minuten AN, 10 minutes AUS
Schallemission	Ohne Vakuum: ca. 57 dB(A)
Abmessungen (Grundgerät H x B x T)	290 x 259 x 130 mm
Gewicht	ca. 4,1 kg
CE-Kennzeichnung	CE0123