

SIM^{EX} 300 Vakuumtherapie



Artikelnummer		100399-3
Aggregatsaugleistung		max. 8 l/min
Vakuum		Max. -200mmHg Umrechnungsfaktor: 1kPA~7,5mmHg
Leistungsbedarf		100 – 240V, 50/60Hz, 15W
Stromaufnahme bei 12V		1,25A
Abmessungen (H x B x T)		290 x 259 (+100 Kanister) x 130 mm
Gewicht		ca. 2,2 kg
Laufzeit	Netz	Kontinuierlich
	Batterie	ca. 24-48 Stunden (abhängig der Anwendung)
Schallemission		35 dB (A)
Schutzklasse nach IEC 60601-1		Typ BF / II
IP-Schutzart nach IEC 60529		IP33
CE-Kennzeichnung		CE0123