

simex cuff M

Subglottisches Sekretabsaugungssystem



Artikelnummer	100678-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)	
Behälter	Einweg-Sekretbehälter (250 ml / 750 ml)	
Netzspannung Netzgerät (In / Out)	100 – 240V AC / 12V DC	
Maximaler Laststrom	2,0 A	
Netzfrequenz (Netzspannung)	50 / 60 Hz	
Leistungsaufnahme bei 12V	24 W	
Wiederaufladbare Batterie	7,4 V; 4400 mAh (Lithium-Ionen-Akku)	
Abmessungen (H x B x T)	165 x 220 x 90 mm	
Gewicht (Grundgerät)	1,2 kg	
Betriebsart	intermittierendes Absaugen	
Laufzeit	Netz	Dauerbetrieb
	Batterie	ca. 18 h, abhängig von der Beanspruchung des Motors
Schallemission (Betrieb)	35 dB (A)	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II	
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP33	
CE-Kennzeichnung	CE0123	