

simex cuff S

Subglottisches Sekretabsaugungssystem



Artikelnummer	100679-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10 mbar Schritten)	
Behälter	Einweg-Sekretbehälter, 1000 ml	
Netzspannung Netzgerät (In / Out)	100 – 240V AC / 12V DC	
Maximaler Laststrom	2,0 A	
Netzfrequenz (Netzspannung)	50 / 60 Hz	
Leistungsaufnahme bei 12 V	24 W	
Wiederaufladbare Batterie	7,4 V; 4400 mAh (Lithium-Ionen-Akku)	
Dimensionen (H x B x T)	290 x 259 + 100 (Behälter) x 130 mm	
Gewicht (Grundgerät)	2,2 kg	
Betriebsart	intermittierende Absaugen	
Laufzeit	Netz	Dauerbetrieb
	Batterie	ca. 18 h, abhängig von der Beanspruchung des Motors
Geräuschpegel (Betrieb)	35 dB (A)	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II	
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP33	
CE-Kennzeichnung	CE0123	