

## *simex M20 Mobiles Absaugsystem*



<b>Artikelnummer</b>	<b>100403-3</b>
<b>Aggregatsaugleistung</b>	<b>18 l/min ± 2 l/min</b>
<b>Vakuum</b>	<b>max. -90 kPa (~ -900 mbar; -675 mmHg)</b>
<b>Netzspannung Netzgerät</b>	<b>In: AC 100 – 240 V~ 50-60 Hz / 1.5 A Out: DC 12 V / 5 A</b>
<b>Schutzklasse nach IEC 60601-1</b>	<b>Typ BF / II</b>
<b>IP-Schutzart nach IEC 60529</b>	<b>IP22</b>
<b>Betriebsdauer</b>	<b>45 minutes AN, 10 minutes AUS</b>
<b>Akku, wiederaufladbar</b>	<b>10.8 V; 5800 mAh (Lithium-Ionen-Akku)</b>
<b>Schallemission</b>	<b>Ohne Vakuum: ca. 62 dB(A)</b>
<b>Abmessungen (Grundgerät: H x B x T)</b>	<b>290 x 259 x 130 mm</b>
<b>Gewicht (Grundgerät)</b>	<b>ca. 3.1 kg</b>
<b>CE-Kennzeichnung</b>	<b>CE0123</b>