

SIM^{EX} 300 Vakuumwundtherapie



Artikelnummer	100399-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Druck	max. -200 mmHg; Umrechnungsfaktor: 1 kPa ~ 7,5 mmHg	
Behälter	Einweg-Sekretbehälter, 1000 ml	
Netzspannung Netzgerät (In / Out)	100 – 240V AC / 12V DC	
Maximaler Laststrom	2,0 A	
Netzfrequenz (Netzspannung)	50 – 60 Hz	
Leistungsaufnahme bei 12V	24 W	
Wiederaufladbare Batterie	7,4 V, 4,4 Ah – Lithium-Ionen	
Abmessungen (H x B x T)	290 x 259 +100 (Behälter) x 130 mm	
Gewicht (Grundgerät)	2,2 kg	
Laufzeit	Netz	Dauerbetrieb
	Batterie	ca. 24 – 48 Stunden, abhängig von der Laufzeit des Motors
Schallemission (Betrieb)	35 dB (A)	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	Typ BF / II	
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP33	
CE-Kennzeichnung	CE0123	